

メディカル給食の ための 冷凍フルーツ

解凍方法：自然解凍、または冷蔵庫解凍してください。

糖類
無添加

無加熱・
自然解凍で
使える便利な
フルーツ。

オレンジ



トルコ産のネーブルオレンジです。種・薄皮を手作業で取り除いています。

荷姿 500g×20

規格 —

みかん



トルコ産の美味しいみかんです。1房ごとに分けてバラ凍結してあります。

荷姿 500g×20

規格 —

メロン



トルコ産の美味しいメロンです。実がオレンジ色のキャンタロープ種で作っています。

荷姿 500g×20

規格 —

蒸柿



柿を蒸してから凍結しました。蒸すことで甘みが強くなり柔らかくなります。

荷姿 500g×20

規格 10-15g/個

蒸りんご



りんごを蒸してから凍結しました。蒸すことで甘みが強くなり柔らかくなります。

荷姿 500g×20

規格 20-25g/個

蒸白桃



蒸してから凍結することで白桃の持つ自然な甘みを引き出しました。

荷姿 500g×20

規格 10-20g/個

蒸黄桃



蒸してから凍結することで黄桃の持つ自然な甘みを引き出しました。

荷姿 500g×20

規格 10-15g/個

マンゴー



インド産のアルフォンソマンゴーです。柔らかくて濃い味が特徴です。

荷姿 500g×20

規格 8-15g/個

